

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Упаковка	4
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
2.1 Важные предупреждения	5
2.2 Порядок работы	6
3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	7
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
5 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	8
6 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	8
Приложение 1. Дополнительные возможности	10

Поздравляем Вас с приобретением анализатора Динго E010. Он определит содержание алкоголя у Вас в крови в течение нескольких секунд. Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010 (далее – алкотестер). Перед использованием прочтите, пожалуйста, данное руководство.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Алкотестер Динго E010 производит анализ пробы выдыхаемого человеком воздуха на наличие паров алкоголя, а затем пересчитывает полученные данные в концентрацию алкоголя в крови и выдает результат в единицах промилле (грамм алкоголя в литре крови) на 4-разрядный цифровой дисплей.

Для достижения необходимой точности показаний алкотестер снабжен системой контроля продувания. Питание осуществляется от 2 батареек или аккумуляторов AAA.

Алкотестер Динго E010 является медицинским изделием, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 25 ноября 2016 г. №ФСЗ 2009/05650. Алкотестер Динго E010 не предназначен для применения в сфере распространения государственного метрологического контроля.

Все разрешительные документы на алкотестер Динго E010 доступны для просмотра на сайте www.alcotester.ru